



MASSAGEBADKAR FRIDFULL 150 H PLUS

Art nr: 40573534

Massagebadkar Fridfull från Bathlife med liggplats utformat för en person med optimal avkoppling där ergonomi och härlig nack-, huvud- och ryggmassage kombinerats. Fridfull har modern design och passar i de flesta badrum. Karet finns i höger- och vänsterutförande. Välj mellan tre olika system, Intro, Plus och Premium för bästa komfort för just dig. Tillverkat i Sverige av tålig sanitetsakryl och leveras med front, gavel och sargblandare.

PLUS

- Soundless System
- 6 st sidojets
- 6 st ryggjets
- 2 st fotjets
- Terapibelysning
- Vattenvärmare
- Hellsats stativ med ställbara fötter
- Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i FRIDFULL massagebadkar
- Brusa sargblandare ingår, förborrade blandarhål

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

EAN 7330027147055

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011610

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm) 495
 Kardjup (mm) 495
 Höjd (mm) 630
 Längd (mm) 1500
 Bredd (mm) 700
 Nettovikt (kg) 75
 Vattenvolym (l) 220
 Vänster-/högerutförande Höger
 Slanglängd (mm) 150

El och belysning

Grundsystem Antal faser 1 fas
 Grundsystem spänning (V) 230
 Grundsystem Säkring 13A
 Effekt (Watt) 2600
 IP-klassning IPX5

Material och ytbehandling

Färg Vit
 Ytfinish Blank
 Huvudsakligt material Akryl
 Ytbehandling Blankpolerad

Utrustning

Massagesystem Plus
 Värmare Ja
 Antal vattenjets 14
 Bottenventil Ja
 Avloppsrör Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 1,700
 Förp. bredd (m) 0,800
 Förp. längd (m) 0,800
 Bruttovikt (kg) 75,000

Övrigt

Utförande Höger

SKÖTSELRÅD

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylitan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på bathlife.se](https://www.bathlife.se)